

- ✓ Kit LC Nano Ceramic Composit Refill
- ✓ Seringa LC Nano Ceramic Composit Refill



Nano Ceramic Zenit este un compozit hibrid nanoceramic, radiopac cu particule de portelan ultra-fine, utilizat in restaurari ale dentinei si smaltului. Poate fi usor lustruit, primind un luciu de calitate. Combina rezistenta mecanica a compozitului hibrid cu estetica excelenta a compozitului microfill. Efectul camelon corespunde perfect cu nuanta dintelui. Este produs conform cerintelor DIN EN ISO 24049. Compozitul nano-ceramic este disponibil in seringi practice.

INDICATII

- Restaurari ale cavitatilor de clasa I-V
- Reconstituirea dintilor dupa deteriorari in urma unor traumatisme
- Fatetari ale dintilor anteriori patati
- Corectii de forma si nuanta pentru imbunatatirea aspectului estetic
- Blocari/fixari ale dintilor mobili
- Reparatii ale fatetelor
- Restaurari ale dintilor temporari
- Restaurarea bonturilor sub coroane/incrustatii de tip Inlay din material compozit

Detalii de ambalare Kit LC Nano Ceramic:

- 7 x Seringa 4 g (A1, A2, A3, A3.5, B2, A20, W2)
- 1 x Prebond 5 ml (generatia a 5-a)
- 1 x Gel de gravaj 3 ml
- 1 x Dynamic Flow Refill 2 g, nuanta A2
- 50 x Aplicatoare
- 4 x Mixing well

Kit LC Nano Ceramic

~~1200Lei~~ **890Lei**

GAMA LARGA DE CULORI

A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, C3
A20, B20, W2, W3, UL (Universal Light)
ER, UD, INTR, W1, InBlu

Seringa LC Nano Ceramic 4 g

~~160Lei~~ **120Lei**



Caz clinic / Dr. Sorin Scutaru / Moldova



DUROSIL KIT / Material de amprenta

Silicon de condensare pentru amprentare, hidrocompatibil
Kitul contine: ▪ 1 Durosil L Putty 900 ml ▪ 1 Durosil S 150 ml ;
▪ 1 pasta de intarire: catalizator 60 ml

Durosil Kit

~~160Lei~~ **125Lei**

Durosil L

material de amprenta tip I

- Amestecarea simplificata;
- Intarire in 6 pana la 7 minute;
- Potrivit tehnicii de dublu mix;
- Reproducere fidela a detaliilor;
- Excelenta precizie dimensionala si detalii

Durosil S

material de amprenta tip II

- Vascozitate reduca
- C-silicon ideal pentru tehnica in 2 etape, cu doua vascozitati
- Usor de utilizat cu gust natural
- Hidrofil

Pasta de intarire

de culoare rosie

- Pasta de intarire a siliconului
- Usor de amestecat datorita umectabilității deosebite;
- Caracteristici excelente ale debitului
- Timp de amestecare: 30 sec